

# Monoart<sup>®</sup>

## Glacé instantané



Grâce à sa formule, la Glacé instantané Euronda Monoart<sup>®</sup> est l'un des meilleurs produits qui existe sur le marché en termes de froid produit, de durée, de fonctionnalité, de sécurité des patients et d'esthétisme de l'emballage. Le nouveau mélange de sels azotés garantit une meilleure qualité et une durée de refroidissement plus longue. La poche de plus petite taille se concentre beaucoup plus sur la zone de traitement et prend moins de place. Enveloppe jetable en TNT, K2P-cellulose ou PLT-polyéthylène (PLT jusqu'à épuisement des stocks).



### Classification

Disp. Médical Classe IIa \*



### Dimensions

150 x 175 mm



### Emballage

Carton de 24 sachets



### Durée de conservation

5 ans



### Confortable

Le nouveau matériel en K2P-cellulose garantit une meilleure sensibilité tactile et un toucher agréable lors du contact avec la peau des patients.



### Pratique

Les dimensions réduites de la poche permettent de concentrer l'action sur la zone à traiter.



### Durable

Activation par pression, le nouveau mélange de sels azotés garantit une meilleure qualité et une durée de refroidissement plus longue.

\* Dispositif Médical Classe IIa, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie.

# Monoart<sup>®</sup>

## Glace en spray



Bombe aérosol 200 ml. Idéal pour refroidir les matériaux (empreintes, etc.).



### Emballage

Carton de 12 bombes



### Durée de conservation

3 ans