



## Pratique

Le fil cuivré est incorporé dans le petit tube pour maintenir la forme donnée et éviter que celui-ci ne s'échappe.



## Sûre

Anti-étranglement, sans phtalates dangereux pour la santé et sans date d'expiration.



## Confortable

Doté d'un capuchon arrondi, fixe ou amovible, pour ne pas irriter les muqueuses.

# Monoart<sup>®</sup> Pompe à salive EM15



Pompe à salive flexible et jetable en PVC transparent non toxique. Fil métallique incorporé pour faciliter la mise en forme, sans aucun risque que celui-ci s'échappe. Capuchon arrondi, fixe ou amovible, idéal pour les interventions sur des muqueuses irritées.



#### Classification

Disp. Médical de Classe IIa \*



#### Dimensions

Diamètre : 6,5 mm  
Longueur : 12,5 or 15 cm



#### Couleurs

Bleu, vert, lime, jaune, transparent, orange, rose, lie-devin, lilas



#### Emballage:

Sachet de 100 pièces  
Carton de 50 sachets

# Monoart<sup>®</sup> Adaptateur pompe à salive



Adaptateur pour pompe à salive EM15 : sûr, pratique et autoclavable.



#### Classification

Disp. Médical de Classe IIa \*



#### Emballage

Sachet de 10 pièces

\* Dispositif Médical Classe IIa, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie.